



Set de reactivi pentru siliciu, valori ultrascăzute, Rapid Liquid

Nr. produs:

2678500

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Pentru determinarea valorilor ultrascăzute de siliciu, metoda cu lichid rapid cu albastru heteropoli. Metodele cu lichid rapid oferă o modalitate economică de analiză a mai multor probe.

Pentru determinarea valorilor ultrascăzute de siliciu prin metoda Rapid Liquid™ cu albastru heteropoli. Metoda Hach 8282. Interval: 3-1000 µg/l Setul include: reactiv soluție pentru molibdat 3, reactiv soluție pentru acid citric F, solvent de diluție a reactivului pentru aminoacid și reactiv pulbere pentru aminoacid F, pentru aproximativ 250 de teste. Necesită celulă cu flux continuu.

Comoditate

Metodele cu lichid rapid utilizează reactivi lichizi, dozatoare fixate pe gura recipientelor și celule cu flux continuu pentru a oferi o testare simplificată.

Performanță

Deoarece celula cu flux continuu este prevăzută cu un sistem optic staționar, metodele cu lichid rapid oferă, în mod specific, o precizie mai bună față de metodele care necesită mutarea celulelor de eșantionare.

Eficiență

Metodele cu lichid rapid sunt ideale pentru testarea volumelor mari.

Specificații

Caracteristici speciale:	LR, 250 tests
Domeniu de măsurare:	3 - 1000 µg/L SiO ₂
Domeniu de masurare :	50 mL
Instrument:	Toate, exceptând DR/4000, DR/800, PC II
Numar metoda:	8282
Numar teste:	250
Nume metoda:	Albastru heteropoli
Parametru:	Siliciu
Platforma:	Solu#ie