



CL17 Analizor

Nr. produs:

5440001

Produse periculoase

ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.



Analizor de clor CL17: controlul pe care vă puteți baza

Bazat pe colorimetrie avansată, analizorul furnizează o metodă rapidă, fiabilă pentru determinarea clorului rezidual liber.

Analizorul include o rezervă pentru o lună de reactivi, kituri de instalare și întreținere și un manual cu instrucțiuni. Cablul de alimentare trebuie comandat separat.

Colorimetrie – simplă, rapidă, precisă

Funcționare automată rapidă

Control deplin – necesități minime de întreținere

Incintă ușoară, rezistentă

Specificații

Accesorii:	Niciunul
Accesorii incluse :	Niciunul
Acuratete:	$\pm 5 \%$ or $\pm 0.03 \text{ mg/L}$ as CL_2 , whichever is greater
Alarma:	Two alarms selectable for sample concentration alarm, analyzer system warning, or analyzer system shut-down alarm. Each is equipped with an SPDT relay with contacts rated for 5A resistive load at 230 V AC.
Alimentare:	2,5 A
Capacitati de comunicare:	4-20 mA output
Carcasa:	ABS plastic, two clear polycarbonate windows, IP62-rated with the gasketed door latched.
Carcasă impermeabilă (IP) :	IP62
Cerin#e de alimentare (Hz):	50/60 Hz
Cerin#e de alimentare (Tensiune):	100 - 115/230 V AC
Certificări:	Europe, CE Approved with:
	EN 61326-1
	CISPR 11
	EN 61010-1

North America:

UL 61010A-1

CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92

Condiții de operare:	5 - 40 °C max.
Conținutul cutiei:	Analizoarele de clor Hach CL17 sunt furnizate cu o rezervă de reactivi pentru o lună, un kit de întreținere, un kit de instalare și un manual. (Cablul de alimentare este comandat separat.)
Curatare aer:	0.1 cfm (0.17 m ³ /h) instrument quality air at max. 20 psig (ca. 1.4 bar) with 1/4-inch OD tube, quick disconnect fitting
Cuve:	2.5 min
Debitul probei:	200 - 500 mL pe minut, este necesar un nivel minim
Descriere:	CL17 Chlorine Analyzer with Reagents for Free Chlorine
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	454 mm x 314 mm x 179 mm
Domeniu de măsurare:	0 - 5 mg/L Cl ₂
Garanție:	24 luni
Greutate:	10,49 kg
Inregistrator (automat) iesiri:	One 0/4-20 mA with an output span programmable over any portion of the 0 to 5 mg/L range. Recommended load impedance 3.6 to 500 ohms, 130 V isolation from earth ground.
Interferente:	Other oxidizing agents such as bromide, chlorine dioxide, permanganate and ozone will cause a positive interference. Hexavalent chromium will cause a positive interference: 1 mg/L Cr ⁶⁺ = approximately 0.02 mg/L as Cl ₂ . Hardness must not exceed 1,000 mg/L as CaCO ₃ .
Interval de presiune:	Presiune de admisie pentru condiționarea probei 1,5 - 75 (0,1 - 5,2 bar)
Intrare:	polyethylene tube, quick-disconnect fitting
Limita de detecție:	0.03 mg/L (ppm)
Modalitate de montaj:	Wall mount
Monitor:	LCD, 3-1/2 inch digit measurement readout and six-character alphanumeric scrolling text line
Parametru:	Chlorine, Free & Total
Presiune la intrare:	1 - 5 psi (0.07 - 0.34 bar), 1.5 psi (0.103 bar) is optimum
Pressure Regulator Included?:	No
Repetabilitate:	0.01 mg/L sau 3.0 %, sauicare este mai mare
Scop alimentare:	CL17 Chlorine Analyser with 1 Month Supply of Free Chlorine Reagents, Maintenance kit, Installation Kit, and Manual. (The power cord is ordered separately.)
Scurgere:	1/2-inch ID flexible hose, hose barb
Sursa de lumina:	Class 1 LED (light emitting diode) with a peak wavelength of 520 nm; 50,000 hours estimated minimum life
Temperatura probă:	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
Umiditate operare:	Up to 90 % at 40 °C (104 °F) maximum

Conținutul cutiei

Analizoarele de clor Hach CL17 sunt furnizate cu o rezervă de reactivi pentru o lună, un kit de întreținere, un kit de instalare și un manual. (Cablul de alimentare este comandat separat.)