



## BOD TRAK II Aparat pentru determinări respirometrice BOD, cu accesorii

**Nr. produs:** 2952400  
**RON Preț (fără TVA):** Contact  
**Disponibil**

Produse periculoase



Stație laborator de măsurare manometrică a BOD(n), unitate de control și agitator, cu senzori de presiune pentru 6 recipiente.

Programe de măsurare a BOD timp de 5, 7, 10 zile, testul de biodegradare OECD timp de 30 de zile.

Interval de măsurare: 0-700 mg/l O<sub>2</sub>, variabil.

Include 6 dopuri de cauciuc cu manșon, 6 recipiente de sticlă maro de 492 ml, lubrifiant, 6 agitatoare magnetice, pâlnie, 1 pachet cu pliculețe de pudră de LiOH, 1 pachet cu pliculețe de nutrient pulbere.

---

### Specificații

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOD Bottle:          | 473 mL/6 pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Capacitate:          | Șase 492 mL recipiente                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Conținutul cutiei:   | Aparatul BODTrak II include cabluri de alimentare de tip nord american și european continental, sursă de alimentare cu oprire automată, șase recipiente, șase baghete magnetice pentru agitare, șase capace de etanșare, spatulă, pliculețe cu nutrient tampon BOD și pelete de hidroxid de potasiu. |
| Deviere:             | < 3 mg/L BOD în 5 zile                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Domeniu de măsurare: | 0 - 700 mg/L (Posibilitate de selectare: 0 - 35, 0 - 70, 0 - 350 sau 0 - 700 mg/L O <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                   |
| Garanție:            | 24 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Greutate:            | 4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Instrument:          | BOD Trak II Apparatus                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Interfață:           | RS232                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Metoda de măsurare:  | Manometric                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nota de subsol:      | *Metoda BODTrak II nu este aprobată de USEPA pentru scopuri referitoare la raportarea NPDES.                                                                                                                                                                                                         |
| Output Voltage:      | 24V, aprobat UL CSA și TUV                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Voltaj intrare:      | 110 - 240 V, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                |

---

### Conținutul cutiei

Aparatul BODTrak II include cabluri de alimentare de tip nord american și european continental, sursă de alimentare cu oprire automată, șase recipiente, șase baghete magnetice pentru agitare, șase capace de etanșare, spatulă, pliculețe cu nutrient tampon BOD și pelete de hidroxid de potasiu.