



Test cuveta pentru bai de nichelare acide 5-120 g/l Ni

Nr. produs:

LCK237

Produse periculoase

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil



Testele cuveta LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantităților mai reduse de substanțe chimice.

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Descriere:	Băi de nichelare acide, băi de sulfat de nichel și de sulfamat de nichel
Domeniu de măsurare:	5 - 120 g/L Ni
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Numar teste:	25
Nume metoda:	Culoarea intrinsecă a băilor
Parametru:	Nichel
Platforma:	LCK