



Test cuvetă pentru cloruri 1-70 mg/l / 70-1000 mg/l Cl

Nr. produs:

LCK311

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Domeniu de măsurare:	1 - 70 mg/L Cl
Domeniu de măsurare :	70 - 1000 mg/L Cl
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Note speciale:	2 intervale de măsurare cu 1 test
Numar teste:	24 testul include soluția zero
Nume metoda:	Tiocianat de fier (III)
Parametru:	Cloruri
Platforma:	LCK