



Test cuveta pentru crom (III și VI), 0,03-1,0 mg/l Cr

Nr. produs:

LCK313

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuveta LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Descriere:	Crom VI și total
Domeniu de măsurare:	0,03 - 1,0 mg/L Cr VI
Domeniu de măsurare :	0,03 - 1,0 mg/L Cr total
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Necesitate digestie:	Da, pentru cromul total
Note speciale:	Testul conține digestia pentru cromul total
Numar teste:	25
Nume metoda:	EN ISO 11083, DIN 38405-D24
Parametru:	Crom
Platforma:	LCK