



Test cuvetă pentru fier (II/III), 0,2-6,0 mg/l Fe

Nr. produs:

LCK320

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Descriere:	Fier II și III
Domeniu de măsurare:	0,2 - 6,0 mg/L Fe
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Numar teste:	24
Nume metoda:	DIN 38406-E1
Parametru:	Fier
Platforma:	LCK