



Test cuvetă pentru acizi organici 50-2500 mg/l

Nr. produs:

LCK365

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Descriere:	Acizi organici (acizi grași)/Acid butanoic
Domeniu de măsurare:	50 - 2500 mg/L sub formă de acid acetic
Domeniu de măsurare :	75 - 3600 mg/L sub formă de acid butanoic
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Numar teste:	25
Nume metoda:	Esterificare
Parametru:	Acizi organici
Platforma:	LCK