



Test cuvetă COD 100-600 mg/l O₂

Nr. produs:

LCK714

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Gata de utilizare, pentru siguranță maximă, manevrare ușoară și evaluare fotometrică, ecologic, aprobat pentru limitele convenite

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru și calibrare Truecal

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C (a se feri de lumină)
Descriere:	Consum chimic de oxigen
Domeniu de măsurare:	100 - 600 mg/L O ₂
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Necesitate digestie:	da
Numar teste:	25
Nume metoda:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Parametru:	COD
Platforma:	LCK
Truecal:	Da