



Set de cuvete măsurarea valorilor pe martori

Nr. produs: LCW919

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Set de cuvete pentru măsurarea valorilor pe martori, pentru aplicații speciale

Specificații

Cantitate:	Set de cuvete măsurarea valorilor pe martori, 5 buc., 7 ml, capace de cauciuc
Descriere:	Set de cuvete pentru măsurarea valorilor pe martori
Lungime de unda (optica):	11 mm rotunde
Material:	Sticlă
Note speciale:	.
Parametru:	.