



Cameră de prelevare cu trecere și separator, țeavă de 1 inch, pentru BioTector B7000i/B7000i Dairy

Nr. produs: 19-BAS-014

RON Preț (fără TVA): Contact

Expediere în 2 săptămâni

Dezvoltată pentru probele care conțin nisip, pietriș sau particule grele, camera de prelevare cu trecere și separator de nisip este un dispozitiv simplu cu auto-curățare care nu necesită filtre sau ecrane. Acest prelevator este conceput pentru a funcționa împreună cu pompa de prelevare BioTector. Corpul prelevatorului este conceput din material netransparent pentru a preveni creșterea algelor. Capul de prelevare este fabricat din material transparent, pentru inspectare facilă. Un capac glisant netransparent previne creșterea algelor pe capul de prelevare. Camera de prelevare este etanșată și nu poate contribui la acumularea de gaze sau vapori într-un spațiu închis.