



## Pipetă, serologică, sterilă, sticlă , 5 mL, 25 buc./pachet

Nr. produs: 2093127

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expedierii

Pipetă sterilă din sticlă cu scală de gradăție albastră. Calibrare „Pentru livrare”. Respectă cerințele ASTM E438, clasa B și este concepută conform ASTM specificația E714.

---

### Specificații

|              |               |
|--------------|---------------|
| Cantitate:   | 25 per pachet |
| Capacitate:  | 5 mL          |
| Graduations: | 0.1 mL        |