



Pipetă, Mohr, sticlă, 10 mL

Nr. produs: 2093438
RON Preț (fără TVA): Contact
Nu este afișată data expedierii

Pipete din clasa B calibrate „Pentru livrare”. Scală gradată permanent maro integrată pe corp. Cu cod de culori pentru volum. Vârfuri consolidate pentru durabilitate. Concepute conform cerințelor ASTM E1293, clasa B stilul 1.

Specificații

Cantitate:	1 fiecare
Capacitate:	10,0 mL
Graduations:	0.1 mL