



Analizor portabil paralel (PPA) SL1000

Nr. produs: LPV443.99.10002

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Testarea calității apei. Flux de lucru eficientizat dramatic.

Analizorul portabil paralel (PPA) Hach SL1000 realizează aceleași teste în mai puțin de jumătate din etapele manuale. Obțineți rezultate extrem de fiabile cu un risc mai mic de erori, într-o fracțiune din timp. Până la șase parametri testați simultan.

Mai puțină variabilitate

Evitați etapele manuale care pot introduce variabilitate, chiar și când sunt efectuate de laboranți cu experiență. Automatizarea și controlul temperaturii interne fac întregul proces consecvent și repetabil, aplicând în același timp aceleași procese și aceiași reactivi ca și metodele Hach curente.

Mai puține bătăi de cap

Un singur instrument combină testarea colorimetrică și electrochimică într-un kit de teren care are nevoie de mai puține accesorii voluminoase. Nu există pernuțe de pudră sau fiole din sticlă de manipulat. Toate substanțele chimice și procesele se găsesc integral în interiorul Chemkey.

Testare mai rapidă

Efectuați până la patru măsurători colorimetrice și două măsurători bazate pe sondă în paralel și finalizați întreaga suită a testului în 25% din timp. Finalizați mai multe teste la locație, obțineți rezultatele de care aveți nevoie mai rapid și vizitați mai multe locații în fiecare tură.

Tehnologia Chemkey

Reactivii Chemkey conțin aceleași substanțe chimice și execută aceleași etape ale procesului în care ați avut încredere zeci de ani, fiind livrați acum într-un pachet simplu, autonom. Au aprobare EPA pentru raportare clor liber #i clor total în aplicații de apă potabilă.

Specificații

Carcasă impermeabilă (IP) :	IP64
Cerință acumulator:	Pachet baterii reincarcabile Litiu-Ion, 7.4 V, 5.0 Ah (5000 mAh)
Certificări:	CE, UKCA, FCC, ISCED, RCM, KC
Clasa de protecție:	III
Condiții de depozitare:	-20 - 60 °C / maxim 85% umiditate relativă (fără condens)
Condiții de operare:	Descărcare: 5 - 50 °C (41 to 122 °F) / maxim 85% umiditate relativă (fără condens)
	Încărcare: 5 - 45 °C (41 to 113 °F) / maxim 85% umiditate relativă (fără condens)
Conținutul cutiei:	Aparatul de măsură SL1000, cutie de transport, 1 cuvă de probă pentru instrument, 2 cuve de probe pentru electrod, baterie reîncărcabilă, încărcător de baterie, curea de mână, manual pentru instrument și cablu USB.
Detector:	Fotodiodă siliconică
Durata de viață a bateriei:	>200 de teste Chemkey pe o încărcare completă a bateriei

Garanție:	24 luni
Greutate:	1,2 kg
Instrument Bundle:	SL1000 - PPA Portable Parallel Analyser- Portable Colorimeter with USB
Interfate (optiuni):	Mini USB
Lamp Type:	LED (diodă emițătoare de lumină)
Mod de operare:	Transmitanță (%), absorbanță (abs) și concentrație (Conc)
Scop alimentare:	SL1000 meter, carrying case, 1 instrument sample cup, 2 electrode sample cups, rechargeable battery, battery charger, hand strap, instrument manual, and USB cable

Conținutul cutiei

Aparatul de măsură SL1000, cutie de transport, 1 cuvă de probă pentru instrument, 2 cuve de probe pentru electrod, baterie reîncărcabilă, încărcător de baterie, curea de mână, manual pentru instrument și cablu USB.