



Turbidimetru TL2300 cu lampă tungsten, EPA, 0 - 4000 NTU

Nr. produs:

LPV444.99.00210 **Produse periculoase**

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 1 săptămână



Măsuratori de încredere pentru aplicații cu turbiditate ridicată; simplificate.

Noile turbidimetre de laborator din seria TL23 combină tehnologie de încredere și caracteristici îmbunătățite pentru a simplifica testarea în cele mai solicitante aplicații industriale și pentru apele uzate.

Design îmbunătățit și intuitiv

Afișajul tactil de mari dimensiuni, color și interfața intuitivă ale seriei TL23 accelerează configurarea, calibrarea și efectuarea măsurătorilor. Interfața simplă și procedurile ghidate vă oferă încredere în rezultatele dvs.

Un dispozitiv inteligent pentru măsurători de încredere

Seria TL23 garantează citiri stabile și analize precise prin capturarea valorilor de turbiditate odată ce dispozitivul detectează stabilitatea probei. Acest pas de calitate elimină subiectivitatea și nevoia de a repeta măsurătorile.

Ușor de utilizat. Acuratețe simplu de obținut

Seria TL23 vă oferă tot ceea ce aveți nevoie. Având un port USB pentru export simplu de date, identificarea probelor pentru trasabilitate și autodiagnoză pentru asigurarea calității, Hach® facilitează obținerea rezultatelor corecte.

Specificații

Acuratețe:	RATIO activat: $\pm 2\%$ din citire plus 0,01 NTU de la 0 - 1000 NTU, $\pm 5\%$ din citire de la 1000 - 4000 NTU pe baza soluției etalon principale Formazin
	RATIO dezactivat: $\pm 2\%$ din citire plus 0,01 NTU de la 0 - 40 NTU
Alimentare:	3,4 A
Cerințe de alimentare (Hz):	50/60 Hz
Cerințe de alimentare (Tensiune):	100 - 240 V AC
Cerinte proba:	Cuvă probă 25 mm: minim 20 mL de la 0 la 70 °C (de la 32 la 158 °F)
Certificări:	CE, KC, RCM
Compatibilitate cuve:	Cuve rotunde 95 x 25 mm (3,74 x 1 in.) din sticlă borosilicată cu capace filetate căptușite cu cauciuc
Compliance:	EPA
Comunicare:	USB
Condiții de depozitare:	-20 - 60 °C (de la -4 la 140 °F)
Condiții de operare:	0 - 40 °C (de la 32 la 104 °F)
Conformitate:	Respectă metoda EPA 180.1
Conținutul cutiei:	Turbidimetru TL2300, ulei siliconic, lavetă de ungere, ansamblu de filtrare USEPA, cuve 1 inch (30 mL) cu capace (6x), kit de standardizare secundară pentru turbiditate Gelex, kit de calibrare Stablcal, cablu de alimentare, husă protecție praf

Curatare aer:	Azot uscat sau aer pentru instrument (ANSI MC 11.1, 1975)
	0,05 L/s la 69 kPa (10 psig); racord de furtun pentru tuburi de 1/8 in max. 138 kPa (20 psig)
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	153 mm x 395 mm x 305 mm
Domeniu de măsurare:	NTU (RATIO activ): 0 - 4000
	NTU (RATIO dezactivat): 0 - 40
	EBC (RATIO activ): 0 - 980
	EBC (RATIO dezactivat): 0 - 9,8
Garanție:	24 luni
Greutate:	3.0 kg
Interfață:	2 porturi USB-A pentru unitate flash USB, imprimantă termică externă, tastatură și scanner cod de bare
Memorie de date:	2000 înregistrări, include jurnal de citiri, jurnal de verificare și jurnal de calibrare
Metoda de măsurare:	Nefelometric
Model:	TL2300 EPA
Moduri citire:	Unic, continuu, Rapidly Settling Turbidity, integrarea semnalului activată sau dezactivată, RATIO activ sau dezactivat
Monitor:	Ecran tactil color de 17,8 mm
Repetabilitate:	±1% din citire sau 0,01 NTU, oricare este mai mare (în condiții de referință)
Sursa de lumina:	Lampă cu filament de tungsten
Sursă lampă:	Tungsten Lamp
Timp de raspuns - 20 °C:	Func#ie mediere semnal oprită: 6,8 secunde / Func#ie mediere semnal pornită: 14 secunde (când se utilizează 10 măsurători pentru a calcula media)
Timp stabilizare:	RATIO activat: la 30 minute după pornire
	RATIO dezactivat: la 60 minute după pornire
Unitate:	NTU și EBC

Conținutul cutiei

Turbidimetru TL2300, ulei siliconic, lavetă de ungere, ansamblu de filtrare USEPA, cuve 1 inch (30 mL) cu capace (6x), kit de standardizare secundară pentru turbiditate Gelex, kit de calibrare Stablcal, cablu de alimentare, husă protec#ie praf