



Cutie de teren portabilă din seria HQ pentru sonde robuste, cu lungimi de cablu extinse

Nr. produs: LEZ015.99.A002A

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expedierii

Depozitare robustă și ușor de utilizat pe teren

Cutia de teren rezistentă este o cutie turnată în care puteți depozita aparatul de măsurare portabil, maximum 3 sonde robuste și până la 30 metri de cablu, precum și alte accesorii.

Cutiile de teren multifuncționale, rezistente și durabile, sunt comode și au spațiu pentru containerele destinate colectării probelor, aparatului de măsurare și sondelor standard, precum și spațiu flexibil pentru alte accesorii de teren.

Specificații

Conținutul cutiei:	Include cutie de teren pentru sonde robuste, trei recipiente pentru eșantionare și inserție de spumă
--------------------	--

Conținutul cutiei

Include cutie de teren pentru sonde robuste, trei recipiente pentru eșantionare și inserție de spumă