



Sistem DCCP 9525sc Hach, doar conductivitate degazată, 230 V c.a.

Nr. produs: 9525.99.0020DG

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expedierii

Simplu de integrat. Simplu de utilizat.

Cea mai de bază versiunea a sistemului cu panou de conductivitate cationică degazată (DCCP) elimină CO_2 din fluxul de probă și măsoară conductivitatea cationică degazată (DCC). Această soluție completă vă economisește timp la proiectare, montare, instruire, întreținere, exploatare și la pornirea stației, contribuind în același timp la protejarea celor mai critice bunuri și echipamente.

- Conceput luând în considerare siguranța operatorului
- Proiectare compactă, cu montare pe perete
- Funcționează în conformitate cu ASTM D4519

Măsurători fiabile

O nouă modalitate de monitorizare bazată pe pH-ul calculat de Polymetron 9523 + DCCP, care oferă rezultate fiabile pentru a vă reduce timpul și eforturile depuse.

Economisiți timp cu întreținerea și configurarea

Sistemul de conductivitate degazată este ușor de instalat și necesită o întreținere anuală redusă, precum și o configurare ușoară cu instrumente de conductivitate cationică și conductivitate specifică.

Proiectare flexibilă și compactă

Analizorul de conductivitate cationică Polymetron 9523 poate fi combinat cu sistemul de conductivitate degazată într-un singur panou sau separat pentru a satisface nevoile fiecărui client.

Reduceți complexitatea instruirii

O singură platformă reduce la minim timpul necesar pentru a preda și învăța operațiunile produsului, ajungându-se astfel la utilizarea mai rapidă a sistemelor noi.

Specificații

Acuratete:	< 2%
Carcasă impermeabilă (IP) :	IP66 / NEMA 4X
Cerin#e de alimentare (Hz):	50/60 Hz
Cerin#e de alimentare (Tensiune):	100 - 240 V AC
Certificări:	CE, UL, CSA
Condi#ii de depozitare:	0 - 50 °C
	0 - 85% umiditate relativă, fără condens

Condi#ii de operare:	Temperatură recomandată de funcționare: 23 - 27 °C
Constanta celulei, k:	0,01 cm ⁻¹
Consum de energie:	1,6 k VA
Conținutul cutiei:	Setul include (1 ea.): Sistem degazare 9525.99.0010 9525sc, Analizor cationic și specific 9523.99.09P2 Hach 9523sc și calculator pH, cu 5 x ieșiri de 4 - 20 mA, 100 - 240 V c.a., Set panou extindere sistem degazare 9525.99.7040
Cooling water:	3,8 - 1,4 L/min.
Debit:	100 - 150 mL/min.; 6 - 9 L/h
Garanție:	24 luni
Greutate:	27,7 kg
Includes 9523sc:	Nu
Measuring range conductivity:	0,01 - 200 μS/cm
Parametru:	Conductivitate degazată
Rata debit:	Conexiuni intrare/ieșire probă: racord tubulatură de ¼ inchi
Regenerative Cooling:	Nu
Temparatura ambiantă:	2 - 50 °C

Conținutul cutiei

Setul include (1 ea.): Sistem degazare 9525.99.0010 9525sc, Analizor cationic și specific 9523.99.09P2 Hach 9523sc și calculator pH, cu 5 x ieșiri de 4 - 20 mA, 100 - 240 V c.a., Set panou extindere sistem degazare 9525.99.7040