



Unitate de măsurare în debit pentru sondele NT3100sc/ NT3200sc 1/2 mm, Nitratax plus sc 2 mm și Uvas plus sc 2 mm

Nr. produs:

LZX869

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 1 săptămână

Specificații

Condiții de operare:	2 - 40°C (temperatura probei)
Debitul probei:	0,5 L/h
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	210 mm x 500 mm x 160 mm
Greutate:	3,6 kg
Interval de presiune:	Nepresurizat, orificiu de scurgere deschis
Intrare proba:	Tub: DI 4 mm/DE 6 mm
Lungime:	333 mm
Lungime de unda:	2 mm
Material:	Celulă de măsurare: PVC;
	Presetupe: PVDF;
	Tub pentru probă: PVC;
	Șuruburi: oțel inoxidabil;
	Garnituri: EPDM
Materiale în contact cu mediul:	Celulă de măsurare: PVC;
	Garnituri: EPDM;
	Presetupe: PVDF;
	Tub pentru probă: PVC
Temperatura probă:	2 - 40°C (35,6 - 104°F)
Volum probă:	0,5 - 10 L