



Soluție standard de conductivitate 1990 $\mu\text{S}/\text{cm}$, NaCl, 100 mL

Nr. produs: 210542
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Soluții standard de conductivitate pentru analizele din laborator și de pe teren

Soluție standard de conductivitate, 1990 $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 20 \mu\text{S}/\text{cm}$ la 25°C, 1000 mg/L sub formă de clorură de sodiu (NaCl), (1 $\mu\text{S}/\text{cm} \sim 0,5 \text{ mg/L TDS}$), recipient de 100 mL.

Trasabilă NIST

Indiferent dacă sunteți în laborator sau pe teren, este esențial să obțineți întotdeauna rezultate ale măsurătorilor în care puteți avea încredere. Calitatea soluțiilor standard utilizate este cheia.

Concepută pentru utilizare cu portofoliul de multimetre Hach și alte multimetre.

Baza pentru măsurători precise ale conductivității o reprezintă îngrijirea corespunzătoare și calibrarea celulei de conductivitate.

Ambalaj fiabil

Furnizată într-un ambalaj etanș ce asigură stabilitate la depozitare garantată.

Specificații

Cantitate:	100 ml
Concentrație:	1990 $\mu\text{S}/\text{cm}$ la 25°C $\pm 20 \mu\text{S}/\text{cm}$ la 25°C
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)
Descriere:	Soluție pentru calibrarea conductivității
Formula:	NaCl
Note speciale:	Respectați durata de valabilitate după deschidere, conform condițiilor de stocare și utilizare recomandate: 3 luni
Package settings:	Recipient
Parametru:	Conductivitate
Platforma:	Solu#ie
Trasabilitate NIST:	Da