



Pernuțe de pudră tampon, pH 7,00 Cod de culoare galben, pachet 50 bucăți

Nr. produs:

2227066

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Soluții tampon standard de pH pentru analizele din laborator și de pe teren

Pernuțe de pudră tampon pH pentru calibrarea electrodului de pH. Fiecare pernuță de pudră prepară 50 mL de soluție tampon proaspătă. Cod de culoare pentru identificare ușoară (Galben). pH-ul este $7,00 \pm 0,02$ la 25°C. Pachet cu 50 de pernuțe de pudră

Trasabilă NIST

Indiferent dacă sunteți în laborator sau pe teren, este esențial să obțineți întotdeauna rezultate ale măsurătorilor în care puteți avea încredere. Calitatea soluțiilor tampon standard de pH utilizate este esențială.

Concepută pentru utilizare cu portofoliul de multimetre Hach și alte multimetre.

Baza pentru măsurătorile precise ale pH-ului o reprezintă îngrijirea corespunzătoare și calibrarea electrodului de pH.

Ambalaj fiabil

Furnizată într-un ambalaj etanș ce asigură stabilitate la depozitare garantată.

Specificații

Cantitate:	50 buc.
Cod culoare?:	Da
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)
Descriere:	Reactiv de calibrare tampon pH
Note speciale:	Eliminați soluția preparată după utilizare
Package settings:	Pernuțe de pudră
Trasabilitate NIST:	Da
Valoare pH :	$7,00 \pm 0,02$ pH la 25°C

Accesorii necesare

- Pahar pentru calibrarea electrodului de pH, galben, 30 mL, pachet 80 bucăți (Item SM5012)
- Wipes, Disposable, 11 x 22 cm, 280/pk (Item 2096900)
- Clippers (Shears) (Item 2369400)
- Deionized water, 500 mL (Item 27248)