



Be Right™



Pernuțe de pudră tampon, pH 10,01 Cod de culoare albastru, pachet 250 bucăți

Nr. produs: 2227164
RON Preț (fără TVA): Contact
Apelare pentru data de expediere

Soluții tampon standard de pH pentru analizele din laborator și de pe teren

Pernuțe de pudră tampon pH pentru calibrarea electrodului de pH. Fiecare pernuță de pudră prepară 50 mL de soluție tampon proaspătă. Cod de culoare pentru identificare ușoară (Albastru). pH-ul este 10,01 ±0,02 la 25°C. Pachet cu 250 de pernuțe de pudră

Trasabilă NIST

Indiferent dacă sunteți în laborator sau pe teren, este esențial să obțineți întotdeauna rezultate ale măsurătorilor în care puteți avea încredere. Calitatea soluțiilor tampon standard de pH utilizate este esențială.

Concepută pentru utilizare cu portofoliul de multimetre Hach și alte multimetre.

Baza pentru măsurătorile precise ale pH-ului o reprezintă îngrijirea corespunzătoare și calibrarea electrodului de pH.

Ambalaj fiabil

Furnizată într-un ambalaj etanș ce asigură stabilitate la depozitare garantată.

Specificații

Cantitate:	250 buc.
Cod culoare?:	Da
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)
Descriere:	Reactiv de calibrare tampon pH
Note speciale:	Eliminați soluția preparată după utilizare
Package settings:	Pernuțe de pudră
Parametru:	pH
Shelf life:	24 luni
Trasabilitate NIST:	Da
Valoare pH :	10,01 ±0,02 pH la 25°C