



Be Right™



## Soluție tampon, pH 7,00 (500 mL)

Nr. produs: 2283549

### ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.

Produce înlocuitoare sugerate:

- 2283549.99

### pH Buffer standard solutions for laboratory and field analyses

Soluție tampon de calitate, de culoare galbenă pentru identificare ușoară. Trasabilă NIST. pH este de  $7,00 \pm 0,02$  la  $25^{\circ}\text{C}$ .

#### Traceable to NIST standard reference materials

Whether in the laboratory or in the field, always perform measurement results you can trust is essential. The quality of the standard pH Buffer Solutions that are used are key.

#### Design for use with Hach meters portfolio and other meters.

The basis for accurate pH measurements is good care and calibration of the pH Electrode.

#### Reliable packaging

Supplied in an airtight packaging ensuring guaranteed shelf-life.

---

### Specificații

Cantitate:	500 mL
Cod culoare?:	Da
Concentrație:	$7,00 \pm 0,02$ pH
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protect from light)
Descriere:	Soluție tampon, (culoare galbenă) (NIST)
Note speciale:	Observed shelf-life after opening, following recommended storage and use: 6 months
Package settings:	Bottle
Trasabilitate NIST:	Da
Valoare pH :	7.00