



Be Right™



Soluție tampon pH de unică folosință SINGLET™, pH 7,00, pachet 20 bucăți

Nr. produs: 2770120
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Pachete de soluție Singlet™

Soluție tampon standard de pH pentru calibrarea electrodului de pH. Plicuri din foi sigilate cu soluții tampon pH. pH-ul este $\pm 0,02$ la 25°C. Pachet de 20 bucăți cu pH 7,00, 20 mL fiecare

Ideală pentru analize pe teren

Plicurile sigilate sunt ușor de transportat - fără riscul de a se vărsa.

Ușor de utilizat

Deschideți plicul și introduceți electrodul.

Proaspătă și sigură

Plicurile din folie previn contaminarea și expunerea la aer.

Concepută pentru utilizare cu portofoliul de multimetre Hach și alte multimetre.

Baza pentru măsurătorile precise ale pH-ului o reprezintă îngrijirea corespunzătoare și calibrarea electrodului de pH.

Specificații

Cantitate:	20 buc.
Cod culoare?:	Da
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)
Descriere:	Reactiv de calibrare tampon pH
Note speciale:	Eliminați soluția după utilizare
Package settings:	Singlet
Shelf life:	24 luni
Trasabilitate NIST:	Da
Valoare pH :	7,00 $\pm 0,02$ pH la 25°C