



Kit de soluții tampon, cod de culoare, pH 4,01, pH 7,00 și pH 10,01, 4 L

Nr. produs: 2507200

ARTICOL ÎNVECHIT
Acest articol nu mai este disponibil.

Soluții tampon standard de pH pentru analizele din laborator și de pe teren

Set de soluții tampon standard de pH pentru calibrarea electrodului de pH. Pachet recomandat de 3 bucăți soluții tampon pH cu cod de culoare, pentru identificare ușoară. pH-ul este $\pm 0,02$ la 25°C. Recipiente de 4 L cu pH 4,01, 7,00 și 10,01. Dimensiune ideală a ambalajului pentru laboratoarele care efectuează teste de pH în volum mare.

Trasabilă NIST

Indiferent dacă sunteți în laborator sau pe teren, este esențial să obțineți întotdeauna rezultate ale măsurătorilor în care puteți avea încredere. Calitatea soluțiilor tampon standard de pH utilizate este esențială.

Concepută pentru utilizare cu portofoliul de multimetre Hach și alte multimetre.

Baza pentru măsurătorile precise ale pH-ului o reprezintă îngrijirea corespunzătoare și calibrarea electrodului de pH.

Ambalaj fiabil

Furnizată într-un ambalaj etanș ce asigură stabilitate la depozitare garantată.

Economisiți la achiziția pachetelor de 3 soluții tampon pH!

Reducere a costurilor cu 33% la achiziția unui singur recipient

Specificații

Cantitate:	3 pk of 4 L
Cod culoare?:	Da
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)
Descriere:	Reactiv de calibrare tampon pH
Package settings:	Recipient
Trasabilitate NIST:	Da
Valoare pH :	4,01, 7,00 și 10,01 $\pm 0,02$ pH la 25°C