



Be Right™



Soluție standard de conductivitate de unică folosință Singlet, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, KCl, 20 mL

Nr. produs: 2771420

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Pachete de soluție Singlet

Soluție standard de conductivitate. Plicuri din foi sigilate de 1413 $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 10\%$ la 25 °C. Clorură de potasiu (KCl). Gata de utilizare, 20 mL fiecare

Ideală pentru analize pe teren

Plicurile sigilate sunt ușor de transportat - fără riscul de a se vărsa.

Ușor de utilizat

Deschideți plicul și introduceți electrodul.

Proaspătă și sigură

Plicurile din folie previn contaminarea și expunerea la aer.

Concepută pentru utilizare cu portofoliul de multimetre Hach și alte multimetre.

Baza pentru măsurătorile precise ale conductivității o reprezintă îngrijirea corespunzătoare și calibrarea celulei de conductivitate.

Specificații

Cantitate:	20 buc.
Concentrație:	1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ la 25°C $\pm 10\%$ la 25°C
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)
Descriere:	Soluție pentru calibrarea conductivității
Formula:	KCl
Note speciale:	Eliminați soluția după utilizare
Package settings:	Singlet
Parametru:	Conductivitate
Shelf life:	24 luni
Trasabilitate NIST:	Da