



Soluție tampon, pH 10,01, 4 x 250 mL

Nr. produs: LZW9472.99
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Soluții tampon standard de pH pentru analizele din laborator și de pe teren

Soluție tampon standard de pH pentru calibrarea electrodului de pH, soluție tampon pH incoloră, pH-ul este 10,01 $\pm$ 0,02 la 25 °C, 4 x 250 mL

Trasabilă NIST

Indiferent dacă sunteți în laborator sau pe teren, este esențial să obțineți întotdeauna rezultate ale măsurătorilor în care puteți avea încredere. Calitatea soluțiilor tampon standard de pH utilizate este esențială.

Concepută pentru utilizare cu portofoliul de multimetre Hach și alte multimetre.

Baza pentru măsurătorile precise ale pH-ului o reprezintă îngrijirea corespunzătoare și calibrarea electrodului de pH.

Ambalaj fiabil

Furnizată într-un ambalaj etanș ce asigură stabilitate la depozitare garantată.

Specificații

Cantitate:	1 L (4 x 250 mL)
Cod culoare?:	Nu
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)
Descriere:	Reactiv de calibrare tampon pH
Note speciale:	Respectați durata de stabilitate la depozitare după deschidere, conform condițiilor de stocare și utilizare recomandate: 3 luni
Package settings:	Recipient
Trasabilitate NIST:	Da
Valoare pH :	10,01 $\pm$ 0,02 pH la 25°C