



Be Right™



## Soluție tampon, pH 9,23, 500 mL

Nr. produs: S11M011

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Soluție tampon standard de pH pentru calibrarea electrodului de pH cu Certificat de analiză\*. Soluție tampon pH incoloră, pH-ul este 9,23 ±0,02 la 25°C. Recipient de 500 mL

\*Se poate descărca de pe [www.hach.com](http://www.hach.com): Support/Service, meniul Certificatului de Analiză, folosind numărul de piesă al produsului și numărul lotului.

---

### Specificații

Cantitate:	500 mL
Cod culoare?:	Nu
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)
Descriere:	Reactiv de calibrare tampon pH
Note speciale:	Respectați durata de stabilitate la depozitare după deschidere, conform condițiilor de stocare și utilizare recomandate: 3 luni
Package settings:	Recipient
Region:	US
Shelf life:	18 luni
Trasabilitate NIST:	Da
Valoare pH :	9,23 ±0,02 pH la 25°C