



Be Right™



Soluție tampon, pH 4,65, 500 mL

Nr. produs: S11M010

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

High-quality, precision standards traceable to NIST

Soluție tampon standard de pH pentru calibrarea electrodului de pH cu Certificat de analiză*. Soluție tampon pH incoloră, pH-ul este 4,65 ±0,02 la 25°C. Recipient de 500 mL

*Se poate descărca de pe www.hach.com: Support/Service, meniul Certificatului de Analiză, folosind numărul de piesă al produsului și numărul lotului.

Specificații

Cantitate:	500 ml
Cod culoare?:	Nu
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)
Descriere:	Reactiv de calibrare tampon pH
Note speciale:	Respectați durata de stabilitate la depozitare după deschidere, conform condițiilor de stocare și utilizare recomandate: 3 luni
Package settings:	Recipient
Shelf life:	18 luni
Trasabilitate NIST:	Da
Valoare pH :	4,65 ±0,02 pH la 25°C