



Benzi de testare QuanTab pentru clorură, 30-600 mg/l

Nr. produs: 2744940
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Ideale pentru determinarea rapidă a rezultatelor cantitative; înmuitați pur și simplu banda în probă și comparați lungimea modificării de culoare utilizând o scală imprimată.

Specificații

Domeniu de măsurare:	30 - 600 mg/L Cl ⁻
Model test kit:	QuanTab® **
Nota de subsol:	*mg/l dacă nu se menționează altceva; ppb = µg/l; ppm = mg/l; gpg = granule per galon; 1 gpg = 17,1 mg/l sau 17,1 ppm.
Numar teste:	40
Nume metoda:	Bandă de titrare
Parametru:	Clorură - sub formă de Cl ⁻
Platforma:	Test Strip
Unitate:	40 tests