



Pipetă, serologică, sterilă, polistiren cu dop, 10 mL, 500 buc./pachet

Nr. produs: 2092868

ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.

Produse înlocuitoare sugerate:

- 2092828

Polistiren de unică folosință cu dop în capătul de intrare. Calibrată „Pentru livrare/suflare”.

Pipetă din plastic sterilă, de unică folosință, cu dop. Ambalată în vrac, 10x 50 buc./pachet Cu cod de culori. Gradații ascendente/descendente negre. Calibrare „Pentru livrare”. Acuratețe $\pm 2\%$.

Specificații

Cantitate:	500 per pachet
Capacitate:	10 mL
Graduations:	0.10 mL