



INTELLICAL Cleme codificate color pentru electrozi

Nr. produs: 5818400

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expedierii

Make identification or personalisation of different electrodes easy by clipping a colour-coded band to each end of your electrode cable. Ten clips of five different colours per package.

Simplificați identificarea sau personalizarea diferiților electrozi prinzând câte o bandă codificată color de fiecare capăt al cablului electrodului. Zece cleme în cinci culori diferite per pachet.

Notă: La fiecare electrod INTELLICAL este inclus câte un pachet de cleme.