



## **INTELLICAL LBOD101 Kit de înlocuire a capacului de senzor**

**Nr. produs:** 5838000  
RON Preț (fără TVA): Contact  
Expediere în 1 săptămână

Capac de senzor de schimb și buton pentru sonda INTELLICAL LBOD101. LBOD101 măsoară oxigenul dizolvat pentru determinarea BOD (necesarului biochimic de oxigen) în recipiente de BOD în cadrul a 5 aplicații de testare a BOD.

### **Precis**

Nu aveți nevoie doar de un răspuns, ci aveți nevoie de răspunsul corect și repede.

Algoritmii de stabilizare optimizați ai platformelor aparatelor de măsurare Hach elimină

lucrul pe ghicite al operatorului și reduc măsurătorile inexacte. Mai mulți electrozi

funcționează special pentru a furniza rezultate exacte și

răspunsul cel mai rapid, chiar și în medii dificile.

### **Ușor de utilizat**

Acum mai mult ca oricând, sunteți interesat de modalități noi de a realiza economii de bani

și resurse. Renunțați la studiul manualelor de utilizare complicate și timpul petrecut

măsurând, datorită meniurilor ingenioase ale dispozitivelor Hach și tastaturilor simple,

care fac posibilă operarea cu adevărat intuitivă.

### **Robust și durabil**

Aveți încredere în sistemele de măsurare Hach, durabile, proiectate pentru a face față

rigorilor impuse de testarea pe teren și utilizarea frecventă. Alegeți dintre

cele mai rezistente sonde din domeniu sau dintre electrozii non-sticlă pentru sisteme robuste, rezistente la apă,

care vă ajută cu precizie zi de zi.

### **Flexibil**

Aveți nevoie să măsurați și în laborator, și pe teren? Hach vă oferă eficiență prin intermediul unor sisteme

de încredere, de înaltă performanță, care pot fi transportate cu ușurință din

laborator direct la locul de testare. Măsurați parametrii de care aveți nevoie

astăzi, bazându-vă pe faptul că în viitor îi veți putea extinde.

---

## **Specificații**

Conector:

HQD specific