



Plicuri cu reactiv pulbere TPTZ pentru fier, 0,012-1,800 mg/l Fe

Nr. produs:

2608799

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Reactiv pulbere în pachete etanșe pentru determinarea nivelurilor scăzute de fier. Pentru probă de 10 ml. Pachet de 100.

Specificații

Cantitate:	100 /pk
Domeniu de măsurare:	0,012 - 1,800 mg/L Fe
Instrument:	Toate, exceptând DR/3000, DR/2000, DR/820
Numar metoda:	8112
Numar teste:	100
Nume metoda:	TPTZ
Parametru:	Fier
Platforma:	Pernu#e cu pudră