



FerroZine Reactiv soluție pentru fier, 0,009-1,400 mg/l Fe

Nr. produs: 230149
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Produse periculoase



Pentru determinarea fierului solubil feric (Fe^{3+}) și feros (Fe^{2+}), la niveluri de urme.

Comoditate

Metodele cu lichid rapid utilizează reactivi lichizi, dozatoare fixate pe gura recipientelor și celule cu flux continuu pentru a oferi o testare simplificată.

Performanță

Deoarece celula cu flux continuu este prevăzută cu un sistem optic staționar, metodele cu lichid rapid oferă, în mod specific, o precizie mai bună față de metodele care necesită mutarea celulelor de eșantionare.

Eficiență

Metodele cu lichid rapid sunt ideale pentru testarea volumelor mari.

Specificații

Cantitate:	500 mL
Domeniu de măsurare:	0,009 - 1,400 mg/L Fe
Instrument:	Toate, exceptând DR/850, DR/820, PC II
Numar metoda:	8147
Numar teste:	500 - 1000
Nume metoda:	FerroZine
Parametru:	Fier
Platforma:	Solu#ie