



Set de reactivi pentru molibden, valori ridicate, plicuri cu pulbere, 0,2 - 40,0 mg/l Mo

Nr. produs:

2604100

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 2 săptămâni

Produse periculoase



Reactivi pulbere în pachete etanșe pentru determinarea molibdenului prin metoda cu acid mercaptoacetic. Pentru probă de 10 ml. Pachet de 100.

Specificații

Domeniu de măsurare:	0,3 - 40,0 mg/L Mo
Domeniu de masurare :	10 mL
Instrument:	Toate, exceptând DR/3000, DR/2000, PC II
Numar metoda:	8036
Numar teste:	100
Nume metoda:	Acid mercaptoacetic
Parametru:	Molibden
Platforma:	Pernu#e cu pudră