



CuVer 1 Plicuri cu reactiv pulbere pentru cupru, 0,04-5,00 mg/l Cu, pachet de 100

Nr. produs:

2105869

Produse periculoase

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 2 săptămâni



Reactiv pulbere în pachete etanșe pentru determinarea cuprului, metoda cu bicinconinat. Pentru probă de 10 ml.

Specificații

Cantitate:	100 pachet
Domeniu de măsurare:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
EPA compliant:	Da
Instrument:	All except DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820
Numar metoda:	8506
Numar teste:	100
Nume metoda:	Bicinconinat
Parametru:	Cupru
Platforma:	Pernu#e cu pudră