



Plicuri cu reactiv pulbere pentru acid cianuric 2, pachet de 50

Nr. produs: 246066

RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Reactiv pulbere în pachete etanșe pentru determinarea acidului cianuric prin metoda turbidimetrică cu melamină. Pentru probă de 25 ml.

Specificații

Cantitate:	50 per pachet
Domeniu de măsurare:	5 - 50 mg/L
Instrument:	Toate, exceptând DR 6000, DR/4000, PC II
Numar metoda:	8139
Numar teste:	50
Nume metoda:	Turbidimetrie
Parametru:	Acid cianuric
Platforma:	Pernu#e cu pudră