



## Plicuri cu reactiv DPD pulbere pentru clor liber, 10 ml, pachet de 1000

Nr. produs:

2105528

RON Preț (fără TVA):  
Disponibil

Contact

Produse periculoase



### Pentru determinarea clorului liber prin metoda DPD pentru clor liber

Acești reactivi pulbere pentru clor liber sunt acceptați de USEPA pentru raportare în analizele de apă potabilă și apă uzată prin metoda Hach 8021. Pentru cele mai bune rezultate, se recomandă utilizarea cu un colorimetru sau un spectrofotometru Hach.

#### Detalii privind produsul

- pachet cu 1000 plicuri de pudră
- volumul probei 10 mL
- interval cuprins între: 0,02 și 2,00 mg/L Cl<sub>2</sub>
- fără acid boric!

Doriți să simplificați comandarea reactivilor? Întrebați-vă chiar acum reprezentantul Hach despre programul de livrare simplă automată pentru reactivii Hach.

---

### Specificații

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Condiții de depozitare: | 10 - 25 °C                        |
| Domeniu de măsurare:    | 0,02 - 2,00 mg/L Cl <sub>2</sub>  |
| Domeniu de masurare :   | 10 mL                             |
| EPA compliant:          | Da                                |
| Instrument:             | Toate, exceptând DR/3000, DR/2000 |
| Numar metoda:           | 8021                              |
| Numar teste:            | 1000                              |
| Nume metoda:            | DPD                               |
| Parametru:              | Clor liber, dioxid de clor        |
| Platforma:              | Pernu#e cu pudră                  |