



Clor, liber, plicuri cu reactiv pulbere, 0,02-2,00mg/l Cl₂

Nr. produs:

2105569

Produse periculoase

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil



Reactivi pulbere în pachet etanș pentru determinarea clorului liber prin metoda DPD. Pentru probă de 10 ml.

Specificații

Condiții de depozitare:	10 °C - 25 °C
Descriere:	Plicuri cu reactiv DPD pulbere pentru clor liber, 10 ml
Domeniu de măsurare:	0.02 - 2.00 mg/L Cl ₂
Domeniu de masurare :	10 mL
EPA compliant:	Da
Instrument:	Toate, exceptând DR/3000, DR/2000
Numar metoda:	8021
Numar teste:	100
Nume metoda:	DPD
Parametru:	Clor, liber
Platforma:	Pernu#e cu pudră