



Plicuri cu reactiv DPD pulbere pentru clor total, 10 ml, pachet de 1000

Nr. produs:

2105628

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Plicuri cu reactiv DPD pulbere pentru determinarea clorului total. Interval de măsurare între 0,02 și 2,00 mg/l Cl₂. Pentru probă de 10 ml.

Specificații

Condiții de depozitare:	10 - 25 °C
Domeniu de măsurare:	0.02 - 2.00 mg/L Cl ₂
Domeniu de masurare :	10 mL
EPA compliant:	Da
Instrument:	Toate, exceptând DR/3000, DR/2000
Numar metoda:	8167
Numar teste:	1000
Nume metoda:	DPD
Parametru:	Clor, total
Platforma:	Pernu#e cu pudră