



Clor, total, plicuri cu reactiv pulbere, 100 per pachet, 10 ml

Nr. produs:

2105669

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Reactivi pulbere în pachete etanșe pentru determinarea clorului total prin metoda DPD. Pentru probe de 10 ml

Specificații

Condiții de depozitare:	10 °C - 25 °C
Domeniu de măsurare:	0.02 - 2.00 mg/L Cl ₂
Domeniu de masurare :	0,05 - 4,50 mg/L Br ₂
EPA compliant:	Da
Instrument:	Toate, exceptând DR/3000, DR/2000
Nota de subsol:	*Generally, the DR 5000 performs the same methods as the DR/4000. The DR 2800 performs the same methods as the DR 2700, DR/2500, and DR/2400. Some exceptions do exist.
Numar metoda:	8031
Numar teste:	100
Nume metoda:	DPD
Parametru:	Clor, total, brom, iod
Platforma:	Pernu#e cu pudră
Reference method:	SM 4500-Cl G