



Plicuri cu reactiv DPD pulbere pentru clor total, 25 ml, pachet de 1000

Nr. produs:

1406428

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Pentru determinarea clorului total prin metoda DPD. Acceptat de USEPA pentru raportarea analizei apei potabile și apei uzate utilizând metoda Hach 8167.

Intervale: interval scăzut: până la - 2,00 mg/l; interval mediu: 0,05-4,00 mg/l; interval ridicat: 0,1-10,0 mg/l. Dimensiunea probei: interval scăzut: - 25 ml. Interval mediu: 10 ml. Interval ridicat: 5 ml.

Pachet cu 1000 de plicuri cu pulbere.

Fără acid boric!

Specificații

Condiții de depozitare:	10 - 25 °C
Domeniu de măsurare:	0,02-2,00 mg/l Cl ₂
Domeniu de masurare :	0,05-4,00 mg/l Br ₂
EPA compliant:	Da
Numar metoda:	8167
Numar teste:	1000
Nume metoda:	DPD
Parametru:	Clor, brom, iod total
Platforma:	Pernu#e cu pudră