



Plicuri cu reactiv pulbere pentru clor liber, DPD (pachet de 100)

Nr. produs:

1407099

Produse periculoase

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 2 săptămâni



Reactiv pulbere în pachete etanșe pentru determinarea clorului total prin metoda DPD. Pentru probe de 25 ml.

Specificații

Condiții de depozitare:	10 °C - 25 °C
Descriere:	Plicuri cu reactiv DPD pulbere pentru clor liber, 25 ml
Domeniu de măsurare:	0.1 - 10.0 mg/L Cl ₂
Domeniu de masurare :	25 mL
EPA compliant:	Da
Instrument:	Toate
Nota de subsol:	*Generally, the DR 5000 performs the same methods as the DR/4000. The DR 2800 performs the same methods as the DR 2700, DR/2500, and DR/2400. Some exceptions do exist.
Numar metoda:	10245
Numar teste:	100
Nume metoda:	DPD
Parametru:	Clor, liber
Platforma:	Pernu#e cu pudră