



DPD, clor liber, reactiv pentru dozatorul Swiftest (rezervă)

Nr. produs:

2105560

Produse periculoase

RON Preț (fără TVA):

Contact

Nu este afișată data expirării



Fiolă de schimb pentru dozatorul de reactiv DPD pentru determinarea clorului liber, 0,02-2,00 mg/l Cl₂.

Specificații

Domeniu de măsurare:	0.02 - 2.00 mg/L Cl ₂
EPA compliant:	Da
Numar metoda:	8021
Numar teste:	250
Nume metoda:	DPD
Parametru:	Clor, liber
Platforma:	Swiftest

Accesorii necesare

- Reactiv DPD pentru clor liber, dozator Swiftest (Item 2802300)