



Set de reactivi pentru siliciu, 1-100 mg/l SiO₂

Nr. produs:

2429600

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Reactivi pulbere în pachete etanșe pentru determinarea siliciului, metoda cu silicomolibdat. Pentru probe de 10 ml: pachet de 100.

Specificații

Caracteristici speciale:	HR, 10 mL, 100 tests
Domeniu de măsurare:	1 - 100 mg/L SiO ₂
Domeniu de masurare :	10 mL
Instrument:	Toate, exceptând DR/3000, DR/2000, DR/820, PC II
Numar metoda:	8185
Numar teste:	100
Nume metoda:	Silicomolibdat
Parametru:	Siliciu
Platforma:	Pernu#e cu pudră