



Set de reactivi pentru siliciu, 0,010-1,600 mg/L SiO₂

Nr. produs:

2459300

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 2 săptămâni

Produse periculoase



Pentru determinarea siliciului, metoda cu albastru heteropoli. Pentru probă de 10 mL.

Specificații

Caracteristici speciale:	LR, 10 ml, 100 de teste
Domeniu de măsurare:	0,010 - 1,600 mg/L SiO ₂
Domeniu de masurare :	10 mL
Instrument:	Toate, exceptând DR/3000, DR/2000, PC II
Numar metoda:	8186
Numar teste:	100
Nume metoda:	Albastru heteropoli
Package size UOM:	10 ml
Parametru:	Dioxid de siliciu