



Set de reactivi pentru dezoxidanți, 3-450 µg/l DEHA

Nr. produs:

2446600

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Metodă disponibilă pentru o varietate largă de dezoxidanți: carbohidrazidă, DEHA, hidrochinonă, acid izoascorbic (eritorbic), metiletilcetoximă. Sunt determinate, de asemenea, valorile fierului feros. 100 de teste

Specificații

Domeniu de măsurare:

5 - 600 µg/l carbohidrazidă

Domeniu de masurare :

3 - 450 µg/L DEHA

Instrument:

Toate, exceptând DR/850, DR/820, PC II

Numar metoda:

8140

Numar teste:

100

Nume metoda:

Reducerea fierului

Parametru:

Dezoxidanți