



COD TNT, 0 - 1500 mg/L O₂

Nr. produs: 2125951
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Produse periculoase



Test cuvetă (Ø 16 mm) complet echipat cu toți reactivii, optimizat pentru rezultate sigure ale măsurătorilor și ușurință de manevrare. TNT = Test 'N Tube

Produsele TNT de 16 mm pot fi evaluate doar pe DR900. Dacă aveți întrebări, contactați echipa locală de asistență tehnică.

Specificații

Condiții de depozitare:	15-25 °C (a se feri de lumină)
Domeniu de măsurare:	20-1500 mg/l O ₂
Instrument:	DR 900, DR 1900
Note speciale:	Produsele TNT de 16 mm pot fi evaluate doar pe DR900. Dacă aveți întrebări, contactați echipa locală de asistență tehnică.
Numar metoda:	8000
Numar teste:	25 (necesită 1 cuvetă pentru martor)
Nume metoda:	Dicromat
Parametru:	COD
Platforma:	Test 'N Tube