



Plicuri cu reactiv pulbere pentru sulfat, 2-70mg/L SO₄

Nr. produs:

2106769

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Reactiv pulbere în pachete etanșe pentru determinarea sulfatului prin metoda turbidimetrică SulfaVer. Pentru probe de 10 ml; 100 per pachet.

Specificații

Cantitate:	100/pk
Domeniu de măsurare:	2 - 70 mg/L SO ₄ ²⁻
EPA compliant:	Da
Instrument:	Toate, exceptând DR/4000, DR/3000, DR/2010, DR/2000
Numar metoda:	8051
Numar teste:	100
Nume metoda:	SulfaVer 4, turbidimetrică
Parametru:	Sulfat
Platforma:	Pernu#e cu pudră