



Soluție etalon de clorură de sodiu, 491 mg/l NaCl (1000 μ S/cm), 100 ml

Nr. produs: 1440042
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

491 mg/L NaCl, pentru sonde de conductivitate,

adekvată și pentru standardizarea aparatului de conductivitate, 1000 μ S/cm (μ mhos/cm), 100 mL

Specificații

Cantitate:	100 ml
Concentrație:	491 mg/L NaCl
Descriere:	Soluție etalon de clorură de sodiu, 491 mg/l NaCl (1000 μ S/cm), 100 ml, (NIST)
Parametru:	Conductivitate
Platforma:	Solu#ie